

# Actimove<sup>®</sup>

ManuWrap

life

Polsbandage



**BSN** medical







Geachte klant,

Hartelijk dank voor het kiezen van Actimove® ManuWrap.

Actimove® ManuWrap is een elastische polsband die circulaire druk uitoefent om het polsgewricht te ondersteunen en te stabiliseren. Dankzij de klittenbandsluiting is de band snel en eenvoudig te bevestigen. Het elastische materiaal en de zachte padding van badstof bieden een hoog draagcomfort.

Volg de instructies hieronder nauwlettend op.

### **Indicaties:**

Actimove® ManuWrap is aanbevolen bij pijnlijke artrose van de pols, letsel aan pezen, letsel aan ligamenten en zachte weefsel, bij verrekkingen en bij letsel door overbelasting.

### **Contra-indicaties:**

Gebruik Actimove® ManuWrap niet voor de directe behandeling van fracturen of als u lijdt aan stoornissen in de lymfedoorstroming of bloedsomloop in handen en vingers.

Gebruik Actimove® ManuWrap niet als u weet dat u gevoelig bent voor latex of producten die latex bevatten.

### **Toepassing:**

1. Plaats uw hand in de geopende band. Wikkel de witte band rond het polsgewricht en sluit het met gemiddelde spanning. Zorg dat de zachte padding van badstof aan de onderzijde van de pols is geplaatst.
2. Wikkel de blauwe band rond de witte band en bevestig deze.
3. Zorg dat de band comfortabel zit en correct op het polsgewricht is geplaatst, zonder de bloedsomloop te belemmeren. Pas indien nodig de spanning van de blauwe band aan.

### **Reiniging & verzorging:**

Actimove® ManuWrap kan met de hand worden gewassen op 30 °C/86 °F. Zet de banden voor het wassen vast. Voor de band geldt: geen bleekmiddel gebruiken, niet chemisch reinigen, niet in de droogtrommel drogen en niet strijken. Voor het dragen geheel laten drogen.

### **Voorzorgsmaatregelen:**

U dient de behandelingsadviezen van uw arts op te volgen. Mocht u tijdens het dragen enig ongemak, een doof gevoel, veranderingen in uw huidskleur of zwelling ervaren, stop dan met het gebruik van Actimove® ManuWrap en neem contact op met uw behandelend arts.

Waarschuwing: Dit product bevat natuurlijk rubberlatex, hetgeen allergische reacties kan veroorzaken.

41% Polyamide 16% Elastodiene  
29% Polyester 14% Elastane

Made in China



Manufactured for:  
BSN medical Inc.  
100 Beiersdorf Drive  
Rutherford College, NC 28671 · USA



BSN medical GmbH  
D-22771 Hamburg · Germany  
[www.bsnmedical.com](http://www.bsnmedical.com)