

Actimove[®]

TaloWrap

life

Enkelbandage



BSN medical





Geachte klant,

Hartelijk dank voor het kiezen van Actimove® TaloWrap.

Actimove® TaloWrap is een elastische enkelsteun voor de behandeling van pijnklachten en voor profylactisch gebruik. Het productontwerp is gebaseerd op een bewezen tapetechniek en kan worden versteld voor het individueel gewenste compressieniveau. Dankzij de slanke pasvorm kan Actimove® TaloWrap worden gedragen in diverse soorten schoenen. Actimove® TaloWrap biedt een verhoogde stabiliteit, helpt de zwelling en pijn te verminderen en garandeert een goed draagcomfort door het zachte, ademende materiaal.

Volg de instructies hieronder nauwlettend op.

Indicaties:

Actimove® TaloWrap is geïndiceerd voor de ondersteunende behandeling van acute en chronische gewrichtspijn en voor de bescherming van enkels met letselrisico.

Toepassing:

Actimove® TaloWrap is geschikt voor zowel de linker- als de rechterside. Het voetsymbool op de bovenzijde van de enkelsteun moet overeenkomen met de voet waarbij de steun wordt gedragen (links of rechts). Als dit niet het geval is, dient u de witte hoes binnenstebuiten te draaien vóór het aanbrengen!

1. Plaats uw voet in de ronde opening van de hoes.
Trek de Actimove® TaloWrap over uw enkel en laat daarbij de hiel onbedekt.

2. Wikkel de elastische band rond de voetzool.
3. Trek de band over de achterzijde van de voet en houd de band daarbij onder lichte spanning.
4. Wikkel de band rond uw enkel en houd daarbij de band onder spanning.
5. Bevestig de klittenbandsluiting bij de enkel. Als het ruwe gedeelte van het klittenband naar buiten wijst, kunt u eenvoudig de sluiting losmaken van het uiteinde van de band en de ruwe gedeelten omwisselen.

Reiniging & verzorging:

Actimove® TaloWrap kan met de hand worden gewassen op 30 °C. Sluit het klittenband voordat u het product wast. Voor de enkelsteun geldt: geen bleekmiddel gebruiken, niet chemisch reinigen, niet in de droogtrommel drogen en niet strijken. Voor het dragen geheel laten drogen.

Voorzorgsmaatregelen:

U dient de behandelingsadviezen van uw arts op te volgen. Mocht u tijdens het dragen enig ongemak, een verdoofd gevoel, veranderingen in uw huidskleur of zwelling ervaren, stop dan met het gebruik van de Actimove® TaloWrap en neem contact op met uw behandelend arts.

Waarschuwing: Dit product bevat natuurlijk rubberlatex, wat allergische reacties kan veroorzaken.

42% Polyamide
19% Elastodiene
15% Polyester
12% Elastane
12% Viscose



Manufactured for:
BSN medical Inc.
100 Beiersdorf Drive
Rutherford College, NC 28671 · USA

 **BSN medical GmbH**
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg · Germany
www.bsnmedical.com

Made in China

JBR 05620.02 02/2012